





KaVo. Dental Excellence.

Paciente y odontologo perfectamente integrados

El sillón KaVo AQIA fue proyectado para tornar su experiencia odontológica mucho más práctica y confortable hasta en sus detalles. Invertimos en el desarrollo y oímos las necesidades de profesionales de varias partes del mundo para traer las soluciones que hacen del KaVo AQIA no solo un equipo, sino una herramienta de productividad y satisfacción. Además de las características de excelencia de la marca, como ergonomía, bioseguridad y versatilidad, el KaVo AQIA brinda beneficios que mejoran al consultorio, como el confort, rentabilidad y satisfacción.

Conozca más sobre el sillón:







Su paciente más confortable

El nuevo formato del respaldo más amplio, proporciona confort a pacientes de diferentes biotipos y, para los odontologos, mejora el acceso al paciente.



Cabecera más anatómica

Se ajusta a la altura del paciente, proporcionando una mejor posición y seguridad durante el tratamiento. Formato más anatómico, que garantiza apoyo en la región cervical del paciente.



Espuma inyectada de larga vida

Garantiza confort al paciente y mayor durabilidad, evitando deformaciones. Tapizado recubierto en 100% PVC y sin costuras, garantizando fácil limpieza.



Pedal Premium KaVo, Ergonomía y Productividad

El pedal del KaVo AQIA es lo mejor que KaVo podría ofrecerle. Consagrado de los productos globales de la marca, posibilita un trabajo ergonómico, sin la necesidad de ejercer continua presión con el pie. Controle todas las funciones del sillón y de los instrumentos. Es fácil e intuitivo. Además, le permite una posición más confortable y segura al cambiar la rotación de las piezas de mano.



Ergonomía


Gracias a su exclusivo formato, el pie se mantiene paralelo al suelo, evitando así tensiones musculares.




Pedal progresivo

Fácil ajuste de la velocidad de los instrumentos. Basta apoyar el pie en el accionador central y mover hacia los lados: hacia la izquierda disminuye la rotación y hacia la derecha aumenta. En caso de que desee interrumpir la rotación de algún instrumento y, posteriormente retomar la velocidad en que estaba, aleje el pie del accionador y el mismo continuará en esa posición.









Bandeja inoxidable con borde amplio

Fabricada en acero inoxidable y con borde amplio, la bandeja del equipo protege totalmente la parte plástica superior de la mesa, evitando riesgos y manchas.

Soporte de los instrumentos en 45° y escalonado

La angulación permite que el odontologo manipule los instrumentos libremente sin tocar las puntas, evitando accidentes.

Manillas metálicas y bioseguras

Su formato abierto permite la utilización del campo quirúrgico y otros materiales de protección contra la contaminación cruzada. Además, con la misma capa es posible proteger el botón de accionamiento del brazo neumático que se ubica en la misma empuñadura, lo que también favorece su ergonomía de uso.

Negatoscopio con iluminación LED para hasta 4 radiografías periapicales (accesorio).





- ✓ Mesa S con brazo neumático
- ✓ Mesa T con brazo neumático
- ✓ Mesa Cart con ruedas

ACCESORIOS

On/off del spray

Permite encender y apagar la irrigación de los instrumentos en el pedal.

Chip Blower

Salida de aire seco por el canal del spray del instrumento, permite secar la cavidad del diente sin la necesidad de utilizar la jeringa triple.

Negatoscopio

Con iluminación LED

Manguera Multiflex

Disponible sin luz o con iluminación LED.





Micromotor eléctrico KaVo INTRA LUX® KL 701

- Motor sin cepillos (Brushless) garantiza desgaste mínimo.
- Sistema anti-reflujo KaVo Stop. Garantiza al micromotor contra el retorno de agua de spray contaminada.
- Pesa menos de 100 gramos.
- Muy silencioso.
- Rodamientos intercambiables. Pueden ser sustituidos en caso de mantenimiento.
- Rotaciones de: 100 rpm a 40.000 rpm, con torque máximo de 2.7 Ncm.



Mesa T

ULTRAscaler

Pieza eléctrica con frecuencia máxima de 30.000 Hz. Incluye 4 puntas.

APROVECHE LAS FACILIDADES DE LA MANGUERA MULTIFLEX.



Escupidera KaVo, bioseguridad y estética van lado a lado

Escupidera con diseño totalmente nuevo y diferenciado, exhibe formas redondeadas en una estructura vertical. Ocupa menos espacio en el consultorio y visualmente queda mucho más limpia con las botellas escondidas. La escupidera giratoria en 180° beneficia tanto al odontologo como al paciente. El brazo extensor posee 2 opciones de tamaño y posibilita la utilización de hasta 4 puntas: 2 suctores, fotopolimerizador y jeringa triple auxiliar.



Botellas escondidas con visor

Más bonita, la escupidera resguarda las botellas de agua del Spray y Assepto Sys en un alojamiento que fue proyectado para hacer su encaje práctico e intuitivo.

Botella con mayor autonomía

Con una capacidad mayor, la botella (1,5L para spray y 1,0L para Assepto Sys) da autonomía de alimentación y mejora la productividad, ya que el profesional no precisa reponer agua a cada instante.



- ✓ Agua de escupidera temporizada a través de accionamiento del pedal, teclado del equipo o mesa auxiliar.
 ✓ Agua en vaso de serie, con accionamiento eléctrico y grifo metálico, removible y autoclavable.
 - 24 cm

Bowl porcelana con diámetro ampliado de 24 cm. Reduce el riesgo que el paciente escupa fuera del bowl. La escupidera porcelana es removible y autoclavable.



OPCIONALES /ACCESORIOS

Kit succión central - convierte los suctores Venturi 2º Suctor Venturi 9,5mm Assepto Sys Plus Garantiza la limpieza interna de las para Bomba al Vacío. Incluye función Vacuum stop enciende y apaga el suctor manqueras, desde la botella hasta la punta del instrumento. Jeringa triple auxiliar – en material metálico y Brazo auxiliar largo con punta autoclavable (brazo auxiliar corto proviene de serie) Calentador de agua en Ilena Vaso Kit filtro de aire/desagüe Fotopolimerizador Agua en llena Vaso calentada Kit filtro de agua LED Poly 600 en 35°C aproximadamente



Reflectores KaVo LED: aproveche más de la tecnología LED!

Siguiendo la tendencia de tecnología mundial de iluminación, KaVo presenta la nueva línea de reflectores LED: KaVo LED es KaVo LED \pm . Además de ahorro de energía y mayor vida útil, la iluminación LED proporciona confort al paciente y al odontologo, ya que no calienta el campo de trabajo.

Además de excelente iluminación, los nuevos reflectores presentan acabados refinados, resistencia y practicidad.

Todos los modelos de reflectores poseen programación para encendido/apagado sincronizados con los movimentos automáticos del sillón, o sea que, si fuera accionada la función de vuelta a cero, el sillón apagará el reflector durante el movimiento, y cuando el sillón pare, el reflector volverá a encenderse automáticamente.

lluminación

Los leds fueron proyectados para crear una potencia de iluminación mínima de 6.800 LUX (+/-17%), pudiendo ser ajustada de acuerdo con la necesidad del procedimiento, llegando a la intensidad máxima de 30.000 LUX (+20%). A su vez, el reflector ofrece un foco único y preciso sobre la boca del paciente.







Movimientos amplios y precisos

La articulación del cabezal posee libertad de movimientos, ofreciendo una manipulación suave y precisa. Los brazos más largos y la flexibilidad de articulación del reflector permiten una iluminación directa en la arcada inferior lingual del paciente y la atención de pacientes en silla de ruedas.

Bioseguridad y Practicidad

Empuñaduras dobles, abiertas y en acero inoxidable, ideal para la bioseguridad. Además el reflector no posee aberturas, su superfície es lisa y sus bordes redondeados, facilitando la limpieza del consultorio. Su estructura fabricada en aluminio le brinda robustez al reflector y evita el calentamiento del cabezal.

Reflector halógeno

Reflector con protección en policarbonato y doble empuñadura. Utiliza una lámpara halógena y posibilita regular la intensidad de luz de 8.000 a 25.000 LUX.





Éste es el principal diferencial del reflector KaVo LED \boxdot , que fue desarrollado utilizando LEDs especiales que no poseen el color azul en su composición. Esa característica evita la polimerización precoz de las resinas, dando más tiempo al odontologo para su preparación.



La luz blanca es compuesta por los colores rojo, verde y azul (RGB). El color azul es responsable del proceso de fotopolimerización de las resinas compuestas. La función ⊞ elimina el color azul de la composición, resultando en luz amarilla, y de esta forma retrasando el proceso de fotopolimerización.



Accione la función de forma biosegura, sin tocar el reflector, a través del sensor de aproximación en el centro del cabezal del reflector.



Nuevos colores KaVo AQIA



Configuraciones KaVo AQIA

AQI	IA	Sillón	AC	lΑ		
T	S		T	S		
		3 Sistemas de seguridad antiaplastamiento – debajo del respaldo, asiento y asa del pedal			Mangueras del suctor con encaje rápido	
	•	Cabecera bi-articulada con apoyo cervical y occipital adecuado para diferentes biotipos		0	Escupidera de porcelana giratoria en 180°, autoclavable con diámetro de 24cm	
		de pacientes		•	Mesa auxiliar con brazo extensor corto	
•		Apoya brazos doble y abatible	0	0	Mesa auxiliar con brazo extensor largo	
	•	Tapizado Komfort inyectado en espuma de alta durabilidad, recubierto en 100% PVC y sin	A	A	2º Suctor Venturi 9,5mm	
		costura	A	A	Kit succión central – convierte los suctores Venturi para Bomba Vacío. Incluye función	
	•	Sillón sin necesidad de fijación al piso	A	A	Vacuum stop – enciende y apaga el suctor	
		Base del sillón con protección antideslizante	A	A	Assepto Sys Plus – Limpieza química interna del sistema de agua hasta la punta de las	
A	A	Kit Capot auxiliar			mangueras	
(A)	A	Switch central – interrumpe la electricidad, aire y agua del conjunto	A	A	Jeringa triple auxiliar en material metálico y con punta autoclavable	
		Mesa	A	A	Fotopolimerizador LED Poly 600	
			A	A	Kit filtro de agua	
	•	Mesa para hasta 5 terminales	(A)	A	Kit filtro de aire/desagüe	
0	•	Brazos aéreos con 2 posiciones de traba	A	A	Calentador – agua tibia en vaso	
-	0	Soporte para piezas de mano fabricado en material suave y removible			Pedal	
	•	Jeringa triple con punta autoclavable				
0		Jeringa triple desmontable Trelede touch para againnemiente de funciones del cillón reflector nicres de mane y	•	•	Comando de pie multifuncional Premium – con sistema de accionamiento de los	
		Teclado touch para accionamiento de funciones del sillón, reflector, piezas de mano y			instrumentos, deslizante y progresivo	
	•	escupidera Empuñaduras dobles, abiertas y metálicas	•	•	Accionamiento de los movimientos manuales y automáticos del sillón	
	0	Bandeja de acero inoxidable con bordes amplios	•	•	Accionamiento temporizado de agua en la escupidera	
0		Bandeja auxiliar lateral	0	0	Asa para transporte	
	•	Regulación externa e individual de agua y aire del spray de las piezas de mano	A	A	Accionamiento y ajuste de intensidad del reflector Accionamiento de la función Chip Blower	
	0	2 Mangueras Borden	A	A	Accionamiento de la función Spray On/off	
-	0	2 Mangueras Midwest			Accionamiento de la funcion Spray Onjon	
	A	Micromotor eléctrico KL701			Reflector	
	A	Kit Spray On/Off y Chip Blower		•	Encendido/Apagado sincronizado con movimientos del sillón	
	0	Mesa Cart con ruedas			Reflector Halógeno	
		Brazo con accionamiento neumático		•	Regulación de la intensidad de luz de 8.000 LUX a 25.000 LUX (+/- 15%)	
_	0	4 ^a y 5 ^a mangueras - Kit conexión manguera MULTIflex sin luz (fija)			Reflector KaVo LED	
	A	4° y 5° mangueras – Kit conexión manguera MULTIflex sin luz (desmontable)			Reflector con superfície lisa, sin aberturas y esquinas curvas	
A	0	4 ^a y 5 ^a mangueras - Kit conexión manguera MULTIflex LED (fija)			Manillas ideal para bioseguridad - metálica y abierta	
0	A	4ª y 5ª mangueras - Kit conexión manguera MULTIflex LED (desmontable)	0	0	Manillas doble, permite la manipulación del odontologo y asistente	
A	0	4º y 5º mangueras - Kit conexión manguera Borden (fija)			Regulación de la intensidad de luz de 6.800 LUX (+/-17%) a 30.000 LUX (+20%)	
0	A	4º y 5º mangueras - Kit conexión manguera Borden (desmontable)			6 LEDs de larga vida útil	
A	0	4ª y 5ª mangueras - Kit conexión manguera Midwest (fija)			Reflector KaVo LED +	
0	A	4º y 5º mangueras - Kit conexión manguera Midwest (desmontable)			Reflector con superficie lisa, sin aberturas y esquinas curvas	
A	A	Negatoscopio LED para hasta 4 radiografías periapicales			Manillas ideal para bioseguridad – metálica y abierta	
A	(A)	ULTRAScaler – ultrasonido de hasta 30.000 Hz	0	0	Manillas doble, permite la manipulación del odontologo y asistente	
A	A	SONICborden – destartarizador neumático de 6.000 Hz con conexión Borden			Regulación de la intensidad de luz de 6.800 LUX (+/-17%) a 30.000 LUX (+20%)	
A	A	SONICflex – destartarizador neumático de 6.000 Hz con conexión MULTIflex			6 LEDs de larga vida útil	
A	A	ULTRAjet Flex – Chorro de bicarbonato con conexión MULTIflex			Función 🛨 accionada a través del sensor de aproximación (prolonga el tiempo de trabajo	
		Escupidera			con las resinas)	
	·			Otros		
		Escupidera fija al sillón – acompañada del movimiento del sillón				
•	•	Agua en vaso con accionamiento eléctrico	A	A	Kit soporte para monitor – acompaña cable HDMI	
		Accionamiento temporizado de agua en la escupidera	•	•	Fisiomocho SN	
•	•	Suctor Venturi 6,3mm				
-	•	Mesa auxiliar para hasta 4 terminales				
•	•	Botella de agua escondida de 1,5L				
	•	Teclado touch para accionamiento de las funciones del sillón, reflector, piezas de mano y			Item de serie	
		escupidera			Opcional – item a ser incluído al momento de compra – desde fábrica	
					Accesorio – item a ser instalado en el consultorio	

⊘ No disponible





KaVo y Kerr, juntas y con el más completo portafolio para equipar su consultorio.

Solamente una marca líder y reconocida por profesionales de odontología de todo el mundo puede proporcionarle a usted una experiencia cada vez más completa. Además de la alta tecnología en instrumentos, equipos dentales y diagnósticos por imagen, la empresa Kerr se une a KaVo para ofrecer también las mejores opciones en materiales dentales.

Nuestros productos son proyectados teniendo a usted en mente. Productos inteligentes, para que usted pueda trabajar con más inteligencia. Productos eficientes, para que usted pueda optimizar su flujo de trabajo. Productos confiables, para que usted tenga más confianza en su resultado – lo que le permite vivir más la vida fuera del consultorio.

KaVo cuida para que el paciente y el odontólogo estén siempre en excelentes condiciones de higiene, ergonomía y tengan una protección segura contra infecciones durante todo el tratamiento. Nuestros productos proporcionan al paciente confort y seguridad y al

profesional mayor confiabilidad y comodidad durante su trabajo. La línea de consumibles de Kerr tiene enfoque en los compuestos, adhesivos, materiales de moldeado, cementos y accesorios para restauraciones y profilaxis y ha descubierto nuevos caminos trayendo a usted lo que hay de mejor en productos.

Tenemos una relación de reciprocidad con los odontólogos. Cuando los clientes hablan, nosotros los oímos y y seguimos en el desarrollo de productos que ayudan a que su trabajo quede mucho mejor.

El Grupo KaVo Kerr ofrece todo lo que el profesional de Odontología utiliza en su trabajo. Cada producto y cada marca complementan la otra. Y cada una hace que su desempeño o mejore . Nuestro objetivo es transformar inspiración en éxito.

Su trabajo debe funcionar como usted lo desee – con lo mejor de su habilidad. Cada persona. Cada pieza de un equipo debe integrarse con la siguiente. Cada marca conecta usted a sus pacientes y todo el proceso funciona perfectamente. Al final, su trabajo es un reflejo de usted. Debe inspirar y comunicar confiabilidad. Debe funcionar

Grupo KaVo Kerr. Inspiring Best Practices.













SybronEndo j-CAT















plus.google.com/+kavokerr







